

Информация для заказа

Колонки					Предколонки		Предколонки SecurityGuard™ (мм)	
Описание	Номер по каталогу	Перекрестная связь	Ионная форма	Размер (мм)	Номер по каталогу	Размер (мм)	4 x 3,0* 10 шт/уп	15 x 21,2** шт.
RCM-Monosaccharide	00H-0130-K0	8 %	Кальций	300 x 7,8	03B-0130-K0	50 x 7,8	AJ0-4493	—
RCM-Monosaccharide	00G-0130-P0	8 %	Кальций	250 x 21,2	—	—	—	AJ0-8889
RHM-Monosaccharide	00H-0132-K0	8 %	Водород	300 x 7,8	03B-0132-K0	50 x 7,8	AJ0-4490	—
RHM-Monosaccharide	00G-0132-P0	8 %	Водород	250 x 21,2	—	—	—	AJ0-8888
RAM-Carbohydrate	00H-0131-K0	8 %	Серебро	300 x 7,8	—	—	AJ0-4491	—
RSO-Oligosaccharide	00P-0133-N0	4 %	Серебро	200 x 10,0	03R-0133-N0	60 x 10,0	—	—
RSO-Oligosaccharide	00G-0133-P0	4 %	Серебро	250 x 21,2	—	—	—	AJ0-8891
RNO-Oligosaccharide	00P-0137-N0	4 %	Натрий	200 x 10,0	03R-0137-N0	60 x 10,0	—	—
RPM-Monosaccharide	00H-0135-K0	8 %	Свинец	300 x 7,8	03B-0135-K0	50 x 7,8	AJ0-4492	—
RPM-Monosaccharide для процедурной фармакопеи США)	00D-0135-K0	8 %	Свинец	100 x 7,8	03B-0135-K0	50 x 7,8	AJ0-4492	—
RPM-Monosaccharide	00G-0135-P0	8 %	Свинец	250 x 21,2	—	—	—	AJ0-8890
RNM-Carbohydrate	00H-0136-K0	8 %	Натрий	300 x 7,8	03B-0136-K0	50 x 7,8	—	—
ROA-Organic Acid	00H-0138-K0	8 %	Водород	300 x 7,8	03B-0138-K0	50 x 7,8	AJ0-4490	—
ROA-Organic Acid	00F-0138-K0	8 %	Водород	150 x 7,8	03B-0138-K0	50 x 7,8	AJ0-4490	—
ROA-Organic Acid	00G-0138-E0	8 %	Водород	250 x 4,6	—	—	AJ0-4490	—
ROA-Organic Acid	00G-0138-P0	8 %	Водород	250 x 21,2	—	—	—	AJ0-8888
RKP-Potassium	00H-3252-K0	8 %	Калий	300 x 7,8	—	—	—	—
RFQ-FastAcid	00D-0223-K0	8 %	Водород	100 x 7,8	03B-0223-K0	50 x 7,8	AJ0-4490	—
RCU-USP Sugar Alcohols	00G-0130-D0	8 %	Кальций	250 x 4,0	03A-0130-D0	30 x 4,0	AJ0-4493	—

Для внутреннего диаметра 3,2-8,0 мм

Для внутреннего диаметра 18,0-29,0 мм

Для аналитических предколонок SecurityGuard требуется универсальный держатель, номер по каталогу: KJO-4282